



Diamanten 862

Packung 3 Stück schwarz supergrob, HP, Figur 249 Flamme, 14 mm, ISO 060



Artikelnr.: 56676
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 23 mm
Länge: 49 mm

€ 31,04

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten schwarz supergrob, HP, Figur 249 Flamme, Kopflänge: 14 mm, ISO 060

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik