



## ES-Kompressen unsteril

Packung 100 Stück 5 x 5 cm, 8-fach gelegt

---



Artikelnr.: 56869  
Hersteller: Paul Hartmann AG  
Gewicht: 0.094 kg  
Höhe: 202 mm  
Breite: 55 mm  
Länge: 54 mm

**€ 2,26**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Kompressen 5 x 5 cm, 8-fach gelegt

Die klassischen Mullkompressen mit den eingeschlagenen Schnittkanten. Aus Verbandmull EN 14079, 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES); auch mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendbar, ohne dass störende Randfäden auftreten; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig.