




IPS Empress® CAD A-D for CEREC

Packung 5 Stück Gr. I10, A2 HT



Artikelnr.: 57124

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.075 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 32 mm

Länge: 85 mm

€ 67,78

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Größe I10, A2 HT

IPS Empress® CAD ist ein leuzitverstärkter Glaskeramik-Block. Das Material ist seit über 20 Jahren bei IPS Empress® klinisch erfolgreich und bewährt. Die geschliffenen Restaurationen weisen hohe Passgenauigkeiten und eine homogene Oberfläche auf. Die Einfärbung und Transluzenzsteuerung der IPS Empress® CAD Blocks basiert auf einem neu entwickelten Transluzenzkonzept. Es stehen 3 unterschiedliche Blocktypen für jegliche Patientenansprüche zur Verfügung.

- IPS Empress® CAD HT (High Translucency)
- IPS Empress® CAD LT (Low Translucency)
- IPS Empress® CAD Multi (mehrschichtig)

Die Blocks liefern je nach Indikation entweder einen natürlichen Chamäleoneneffekt, natürlichen Helligkeitswert oder einen natürlichen Farbverlauf.