



## Askina® Brauncel®

Rolle 500 Stück 4 x 5 cm



Artikelnr.: 57181  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.213 kg  
Höhe: 110 mm  
Breite: 246 mm  
Länge: 237 mm

**€ 4,90**

Zzgl. MwSt.

**Rolle** 500 Tupfer 4 x 5 cm

Zellstofftupfer von der Rolle aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach DAB.

Eigenschaften

- Zur Hautreinigung vor Injektionen und als Saugpolster
- Einfach und sauber abzureißen
- Stark saugfähig und formstabil
- Tupfergröße: 4 x 5 cm, gebrauchsfertig vorgestanzt
- 100 % chlorfrei gebleichter Verbandzellstoff
- Die Askina® Brauncel®-Tupfer können staubgeschützt in der praktischen Askina® Brauncel®-Box aufbewahrt und jederzeit einzeln entnommen werden