



Hinrisid

Pumpflasche 250 ml



Artikelnr.: 57195

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 0.282 kg

Höhe: 200 mm

Breite: 50 mm

Länge: 50 mm

€ 17,60

Zzgl. MwSt.

Pumpflasche 250 ml Oberflächen entspanner

Oberflächenentspanner auf Tensidbasis, ist ein universelles Verlaufsmittel zur blasenfreien Herstellung von Gipsmodellen in Silikondublierungen. Auch für Polyäther geeignet!