



Polierpaste Opal L

Dose 35 g



Artikelnr.: 57642
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.043 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 55 mm
Länge: 55 mm

€ 10,38

Zzgl. MwSt.

Dose 35 g Paste

Hochglanzpolierpaste für alle Verblendkunststoffe zur Politur am Handstück. Besonders für lichthärtende Kunststoffe geeignet. Glättet zügig ohne Strukturveränderung in der Oberfläche.