



Universalpolierpaste

Riegel ca. 200 g, beige, 513



Artikelnr.: 57645
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.201 kg
Höhe: 83 mm
Breite: 42 mm
Länge: 55 mm

€ 8,01

Zzgl. MwSt.

Riegel ca. 200 g, beige, 513

Paste für die Hochglanzpolitur aller Prothesenkunststoffe. Vorteile

- Harte Polierpaste für spiegelglatte Oberflächen
- Sehr ergiebig
- Feinkörnige Konsistenz