



Cottoroll

Stück weiß



Artikelnr.: 58138

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.324 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 110 mm

Länge: 130 mm

€ 19,42

Zzgl. MwSt.

Stück Behälter weiß

Behälter für Watterollen.

- Hygienische, trockene Aufbewahrung
- Schnelle Entnahme - nur Schublade öffnen
- Automatisches Nachrutschen der Watterollen
- Leicht von oben zu befüllen
- Standfest, rutsicher, stabil