



## Signum® metal bond

Packung 4 ml Haftvermittler II



Artikelnr.: 58346  
Hersteller: Kulzer GmbH  
Gewicht: 0.058 kg  
Höhe: 36 mm  
Breite: 85 mm  
Länge: 114 mm

**€ 80,01**

Zzgl. MwSt.

Packung 4 ml Haftvermittler II

*Signum® metal bond* sorgt für einen optimalen Haftverbund von Komposit auf Metallgerüstoberflächen. Der Haftvermittler bietet Ihnen höchste Sicherheit und gleichzeitig eine einfache und schnelle Handhabung. Das Kalt-Haftverbundsystem *Signum® metal bond* erzielt bis zu 300 Prozent höhere Haftwerte von Komposit und Kunststoff auf EM- und NEM-Legierungen sowie auf Titan. *Signum® metal bond* ist eine sinnvolle Ergänzung zu den anderen Komponenten des Signum Systems und lässt sich zuverlässig mit Signum composite kombinieren.

Vorteile

- Vielfältige Einsatzgebiete in der Kunststoffprothetik und Komposit-Technik
- Intra- und extraoral anwendbar

- Platzsparender Schichtaufbau