



PERform™-Spezial-Plattenwachs

Packung 500 g



Artikelnr.: 58390
Hersteller: Hedent GmbH
Gewicht: 0.558 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 117 mm
Länge: 217 mm

€ 21,26

Zzgl. MwSt.

Packung 500 g Plattenwachs

PERform Plattenwachs, extrem temperaturbeständig. Zur Wachsaufstellung im PERform-System Durch die Verwendung hochwertiger Rohstoffe wird eine gute Temperaturbeständigkeit erreicht. PERform Plattenwachs ist in verschiedenen Techniken einsetzbar.