



## smartrepair® system

Packung 1,5 g Spritze A3, 5 Applikationsnadeln



Artikelnr.: 58501  
Hersteller: DETAX GmbH  
Gewicht: 0.039 kg  
Höhe: 15 mm  
Breite: 118 mm  
Länge: 173 mm

**€ 20,77**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 1,5 g Spritze A3, 5 Applikationsnadeln

Systemreparaturmaterial für tempofit, ideale Konsistenz, lichthärtend. Für schnelle, präzise Reparaturen in sparsamen Direkt-Applikationsspritzen mit austauschbaren Applikationsnadeln. Abgestimmt auf die Farben von tempofit. Mit smartbond one-step bonding zur absolut sicheren Haftung des Reparaturmaterials auf der Reparaturstelle.