



Kisag Brenner

Packung 1 Brenner, 400 ml Propan



Artikelnr.: 58634

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.889 kg

Höhe: 85 mm

Breite: 185 mm

Länge: 220 mm

€ 128,23

Zzgl. MwSt.

Packung 1 Brenner, 400 ml Propan

Gasbrenner für Praxis und Labor. Flammentemperatur stufenlos regelbar von ca. 750-1.150 °C. Eine Füllung für 5-6 Stunden Brenndauer. Mit dem schweizerischen SVGW-Zeichen (entspricht dem deutschen GS-Zeichen).