



## IQ Modellierwachs

Dose 45 g beige, Ash-Free



Artikelnr.: 58685

Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH

Gewicht: 0.059 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 75 mm

Länge: 75 mm

**€ 13,99**

*Zzgl. MwSt.*

**Dose** 45 g Wachs beige, Ash-Free

- Hohe innere Festigkeit - sehr hart und doch bruchfest
- Heraufgesetzter Erstarrungspunkt: ash-free 62°C, opaque 63°C- ideales Sommerwachs
- Einmalige Standfestigkeit - vereinfacht den Aufbau von Zahnformen
- Sehr gute Modelliereigenschaften - gezieltes Aufsetzen von Kauflächendetails
- Sauber zu schaben
- Durch Zusatz von Mikrowachsen absolut passgenau und kontraktionsarm

Lieferform:

- 45 g in Dosen
- Wahlweise ASH-Free oder OPAQUE