



## ROEKO Roll-o-mat

Stück Apec, 134 x 100 x 48 mm



Artikelnr.: 58721

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.23 kg

Höhe: 78 mm

Breite: 127 mm

Länge: 170 mm

**€ 38,36**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Spender Apec, 134 x 100 x 48 mm

Das System funktioniert so einfach wie genial: ein kurzer Druck auf den Deckel genügt: nur eine Watterolle wird gespendet und bleibt zuverlässig auf der Spenderzunge liegen. Die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Roll-o-mat Watterollenspender ist in Kunststoff oder Chrom-Nickel-Stahl erhältlich und kann für Watterollen der Größen 1, 2 und 3 verwendet werden, vorausgesetzt sie haben Standardlänge (36-40 mm). Beide Spender können bei bis zu 134 °C autoklaviert werden.