

MULTiflex LUX Kupplung 465 LRN

Stück 465 LRN



Artikelnr.: 58829

Hersteller: KaVo Dental GmbH

Gewicht: 0.016 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 89 mm

Länge: 172 mm

€ 288,00

Zzgl. MwSt.

Stück Kupplung 465 LRN

- Mit Licht
- Mit 4-Loch LUX-Anschluss
- KaVo Hochdrucklampe
- Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen
- Rückschlagventil gegen Eindringen von Spraywasser