




## Marmodent® S

Sack 25 kg Modellhartgips superweiß



Artikelnr.: 58897  
Hersteller: SILADENT  
Gewicht: 25 kg  
Höhe: 660 mm  
Breite: 190 mm  
Länge: 320 mm

**€ 51,35**

Zzgl. MwSt.

### Sack 25 kg Modellhartgips superweiß

Synthetischer Modellhartgips für die Kieferorthopädie und Prothetik. Durch seine superweiße Farbe besonders für Schaumodelle u. ä. geeignet.

Anwendungsempfehlung: Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle, Kunststofftechnik, Kunststoffprothetik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen, Situationsmodelle, KFOArbeiten, Schaumodelle.

- Wasser-Gips-Verhältnis: 30 : 100
- Abbindezeit: 10-12 Minuten