



CLEARFIL™ LINER BOND 2V

Flasche 3 ml Bond B



Artikelnr.: 58937
Hersteller: Kuraray Noritake
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 94 mm
Länge: 218 mm

€ 36,67

Zzgl. MwSt.

Flasche 3 ml Bond B

CLEARFIL™ LINER BOND 2V eignet sich für die Verarbeitung von allen licht-, chemisch- und dualhärtenden Kompositen, sowie von Amalgam. Es kann demnach als "Universalbonding" bezeichnet werden. Das Bondingsystem besteht aus einem selbstätzenden Zweikomponenten-Primer und einem Zweikomponenten-Bonding. Der Primer ermöglicht die gleichzeitige und schonende Behandlung von Schmelz und Dentin in einem Arbeitsschritt. Dabei erzeugt er eine optimale Haftkraft und vermeidet gleichzeitig postoperative Sensibilitäten. Während des üblichen Ätzvorganges kollabiert das freigelegte Kollagennetzwerk. Dies ist eines der Hauptprobleme bei konventionellen Bondingsystemen, da es zu einer geringeren Bondingstärke führt. Im Gegensatz dazu ist *CLEARFIL™ LINER BOND 2V*, im Hinblick auf das Zahngewebe, biokompatibel. Durch den schonenden Ätz- und Dekalzifikationseffekt des Primers sowie durch dessen Wassergehalt verbleibt das Kollagenfasernetzwerk in seiner natürlichen Form sowie in seinem natürlichen Volumen. Diese Eigenschaften von *CLEARFIL™ LINER BOND 2V* garantieren eine erfolgreiche Haftung am Zahn und an der Restauration.