



BegoSol® HE

Flasche 1 Liter für den Sommer



Artikelnr.: 59007

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 1.374 kg

Höhe: 301 mm

Breite: 70 mm

Länge: 88 mm

€ 21,43

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter BegoSol HE für den Sommer

Spezial-Anmischflüssigkeit (frostempfindlich) für Bellavest® SH, Bellavest® DR, Bellavest® T. Je nach Legierung und Einsatzgebiet kann *BegoSol® HE* mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf das erforderliche Mischverhältnis gebracht werden. Je höher die Konzentration von *BegoSol® HE*, desto höher die Expansion der Einbettmasse.