



BegoSol® HE

Kanister 5 Liter für den Sommer



Artikelnr.: 59063

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 6.769 kg

Höhe: 253 mm

Breite: 152 mm

Länge: 190 mm

€ 80,84

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter BegoSol HE für den Sommer

Spezial-Anmischflüssigkeit (frostempfindlich) für Bellavest® SH, Bellavest® DR, Bellavest® T. Je nach Legierung und Einsatzgebiet kann *BegoSol® HE* mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf das erforderliche Mischverhältnis gebracht werden. Je höher die Konzentration von *BegoSol® HE*, desto höher die Expansion der Einbettmasse.