



Gummikappen für Bi-Pins

Packung 500 Stück rot



Artikelnr.: 59084
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.061 kg
Höhe: 31 mm
Breite: 74 mm
Länge: 75 mm

€ 18,71

Zzgl. MwSt.

Packung 500 Gummikappen rot

Verhindern die Beschädigung von Pins und Hülsen beim Freilegen.

Vorteile

- Zeitsparendes, einfaches und sicheres Handling
- Verhindert eine Beeinflussung der Friktion durch eindringenden Gips