



Waxlectric Modellierspitzen

Stück Biberschwanzklinge



Artikelnr.: 59109
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 10 mm
Länge: 65 mm

€ 39,12

Zzgl. MwSt.

Stück Modellierspitze Biberschwanzklinge

- Einfacher und schneller werkzeugloser Wechsel über Schraubgewinde
- Die Modellierspitzen Sonde und Wachsmesser sind mit den neuen Waxlectric-Geräten kompatibel
- Die neuen Modellierspitzen (2155-xxxx) sind nicht mit den Waxlectric-Vorgängermodellen (2139-xxx / 2140-xxx) kompatibel