



OptiBond™ FL

Flasche 8 ml Adhäsiv



Artikelnr.: 59144
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 80 mm
Länge: 94 mm

€ 55,46

Zzgl. MwSt.

Flasche 8 ml Adhäsiv

Glasgefülltes Dentin-/Schmelz-Adhäsivsystem. Für die Pulpaabdeckung, Unterfüllung und die Adhäsion wird jetzt nur noch ein Werkstoff benötigt. Das zu 48 % glasgefüllte Bondingsystem erfordert kein Anmischen, es ist nur eine Lichtpolymerisation erforderlich. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.