



## TOPDENT N/EM-Cut

Packung 20 Stück glasfaserverstärkt, Ø 22 mm x 0,3 mm

---



Artikelnr.: 59191

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 43 mm

Länge: 128 mm

**€ 35,10**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 20 Scheiben glasfaserverstärkt, Ø 22 mm x 0,3 mm

Trennscheibe mit Netzeinlage für NEM, EM und Cr-Co.

- 22 x 0,3 mm
- Für EM, NEM und Cr-Co
- Extrem hohe Schnitt- und Standzeit
- Max. 48.000 U/min