



## Express™ 2 Penta™ Putty

Refill Packung 2 x 300 ml Basispaste, 2 x 60 ml Katalysator

---



Artikelnr.: 59495

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 1.437 kg

Höhe: 76 mm

Breite: 152 mm

Länge: 168 mm

**€ 155,55**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Refill Packung** 2 x 300 ml Basispaste, 2 x 60 ml Katalysator

3M™ Express™ 2 Penta™ Putty Vinyl-Polysiloxan-Abformmaterial für die Korrekturtechnik zum automatischen Anmischen und Dosieren im 3M™ Pentamix™ System.

- Konsistenz und Einbringwiderstand wie klassische Handmisch-Putty
- Präzise Detailwiedergabe
  
- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen