



Ringseparierzange

Stück



Artikelnr.: 59510
Hersteller: Garrison Dental Solutions
Gewicht: 0.05 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 100 mm
Länge: 200 mm

€ 65,04

Zzgl. MwSt.

Stück Zange

Die meisten herkömmlichen Kofferdamzangen sind nicht in der Lage, die starken Garrison Ringe weit genug zu öffnen, um sie sicher auf einem Molaren zu plazieren. Es ist daher zur optimalen Sicherheit und Kontrolle empfohlen eine Zange zu nutzen, die speziell für diesen Gebrauch hergestellt wurde.