



Express™ 2 Penta™ H

Refill Packung 2 x 300 ml Basispaste Universal Quick, 2 x 60 ml Katalysator



Artikelnr.: 59566

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 1.437 kg

Höhe: 76 mm

Breite: 152 mm

Länge: 168 mm

€ 155,55

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 2 x 300 ml Basispaste, 2 x 60 ml Katalysator, Universal Quick

Das 3M™ Express™ 2 Penta™ H Vinyl Polysiloxan Abformmaterial für die Doppelmischtechnik.

- Hydrophile Heavy-Body Abformmaterialien
 - Angemessene Härte nach dem Abbinden
 - Leichte Entnahme der Abformung aus dem Mund
 - Kombination mit allen VPS Umspritz-Materialien von 3M möglich
-
- Kronen- und Brückenabformungen
 - Inlay- und Onlayabformungen
 - Schnellabbindende Produkte für 1 oder 2 Einheiten