



## MD 520 Desinfektionsdose

Stück leer



Artikelnr.: 59613  
Hersteller: Dürr Dental SE  
Gewicht: 0.155 kg  
Höhe: 236 mm  
Breite: 139 mm  
Länge: 145 mm

**€ 18,61**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Desinfektionsdose leer

Desinfektionsdose mit integrierter Belegt-Anzeige für die Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen oder prothetischen Arbeiten mit MD 520.

- Spezielle Aufhänge-Vorrichtung für max. 2 Abformungen
- Fassungsvermögen: max. 1 Liter
- Maße: H 19 cm, Ø 12 cm