

Speed Labolight

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 59810
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 11.5 kg
Höhe: 325 mm
Breite: 350 mm
Länge: 390 mm

€ 1.749,74

Zzgl. MwSt.

Stück Lichtpolymerisationsgerät inklusive 13 Leuchtmittel

Universal Lichtpolymerisationsgerät.

- Für alle lichthärtenden Dentalkunststoffe
- Nanometerbereich 320 – 550 nm
- Optimierte Lichtmischung für eine homogene und sichere Aushärtung
- Ringförmige Anordnung von acht Stableuchten um einen Drehteller (ø 10,5 cm) und eine Halogenlampe
- Intervalldrehteller für gleichmäßige Lichteinwirkung und Aushärtung
- Einstellbar von einer Sekunde bis 99 Minuten, Überhitzungsschutz, Polymerisationstemperatur in der Kammer steigt nicht über 40 °C
- Langlebige (ca. 1.000 Stunden), leicht austauschbare Leuchtmittel
- Akustisches Signal zum Polymerisationsende
- Betriebsstundenzähler