



## TOPDENT Isolierspray

Spraydose 400 ml



Artikelnr.: 59979

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.323 kg

Höhe: 253 mm

Breite: 55 mm

Länge: 57 mm

**€ 9,07**

Zzgl. MwSt.

### Spraydose 400 ml Isolierung

Silikon-Isoliermittel.

Universelles, besonders wirksames Isoliermittel für den gesamten Laborbereich (FCKW-frei). Äußerst sparsam im Gebrauch. Enthält kein Lösungsmittel.

- Schützt Artikulatoren und Küvetten gegen das Anhaften von Gips
- Hält die Gummimatte des Vibrators sauber
- Zum Isolieren von Gips/Kunststoff und Gips/Gips
- Schützt Muffelböden vor aggressiven Einbettmassen