



## Flanellschwabbel

Stück mit Lederkern, Ø 100 mm, S: 12 mm

---



Artikelnr.: 60102

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.025 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 130 mm

Länge: 155 mm

**€ 4,11**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Schwabbel mit Lederkern, Ø 100 mm, Stärke: 12 mm

*Flanellschwabbel* mit konischem Kunststoff (KK)- oder Lederkern (LK) in verschiedenen Durchmessern und Stärken. Polierscheiben aus weichem Flanellstoff.