



## CAVEX CA37

Beutel 500 g Fast Set peppermint, pink



Artikelnr.: 60261  
Hersteller: Cavex  
Gewicht: 0.516 kg  
Höhe: 178 mm  
Breite: 80 mm  
Länge: 198 mm

**€ 10,16**

*Zzgl. MwSt.*

Beutel 500 g Fast Set peppermint, pink

Staub-, Blei- und Cadmiumfrei. Für alle Alginate-Indikationen.

- Feste Konsistenz
- Hohe Reiß- und Druckfestigkeit
- Detailwiedergabe mindestens 50 µm
- Staubfrei
- Farbe pink, Minzaroma
- Kompatibel mit allen Gippsorten
- Abbindezeiten: Normal Set: 1,30 Minuten, Fast Set: 1 Minute