



## Blueprint® Xcreme

Karton 12 x 500 g Beutel, 1 Aufbewahrungsbox, 1 Messbesteck



Artikelnr.: 60343  
Hersteller: Dentsply Sirona Europe  
Gewicht: 6.99 kg  
Höhe: 210 mm  
Breite: 295 mm  
Länge: 375 mm

**€ 142,30**

*Zzgl. MwSt.*

**Karton** 12 x 500 g Beutel, 1 Aufbewahrungsbox, 1 Messbesteck

*Blueprint® Xcreme* Alginat ist ein irreversibles Hydrokolloidmaterial zur Abnahme von Zahnabdrücken.

- *Blueprint® Xcreme* Alginatabdrücke ermöglichen die Möglichkeit, das Gießen entweder im Büro oder in ein externes Labor zu verzögern
- *Blueprint® Xcreme* Alginatpulver wurden speziell entwickelt, um Staub beim Mischen zu eliminieren
- Das Material reduziert die Konzentration luftgetragener Partikel auf eine Konzentration, die unter der Nachweisgrenze liegt
- *Blueprint® Xcreme* Alginat entspricht ISO 1563 bzw. EN 21563