



## S1 suhy

Pckg. 300 ml Dose A, 300 ml Dose B, putty



Artikelnr.: 60350

Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon

Gewicht: 1.091 kg

Höhe: 78 mm

Breite: 110 mm

Länge: 221 mm

**€ 74,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Pckg.** 300 ml Dose A, 300 ml Dose B, putty

Knetbares Silikonabformmaterial zum Füllen des Löffels in der Doppelmischtechnik oder in der Doppelabdrucktechnik. Aufgrund seiner geschmeidigen Anfangskonsistenz und Endhärte von 67 shore A ist Bisico® S1 suhy universell einsetzbar. Die extrem starke Hydrophilie entwickelt eine ausgeprägte Affinität zu allen benetzten Bereichen und garantiert die höchst mögliche Oberflächenqualität der Abformung.