



Optivest® avanti

Packung 20 x 400 g



Artikelnr.: 60562

Hersteller: Lukadent GmbH

Gewicht: 8.57 kg

Höhe: 200 mm

Breite: 220 mm

Länge: 350 mm

€ 108,21

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 400 g

Schnell aufheizbare HiTech-Einbettmasse für CoCr-Modellgusstechnik. Perfekte Gussoberflächen, exakt steuerbar und präzise Detailwiedergabe, mit Spezial-Flüssigkeit (37933) anzumischen.