



## HM Tricutter

Stück mittel, supergrob, HP, Figur 468, ISO 016

---



Artikelnr.: 60632

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 50 mm

Länge: 85 mm

**€ 14,77**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Fräser mittel, supergrob, HP, Figur 468, ISO 016

Dreikantfräser (dreischneidiges Rotationsinstrument) zum schmierfreien Schneiden von Tiefziehfolien und Kunststoff. Drehzahlbereich: 5.000 U/min., max. 10.000 U/min.