



els composite extra low shrinkage®

Spritze 4 g A3,5/B4



Artikelnr.: 60763

Hersteller: DLC Supply GmbH

Gewicht: 0.026 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 75 mm

Länge: 158 mm

€ 41,14

Zzgl. MwSt.

Spritze 4 g A3,5/B4

els composite extra low shrinkage® ist ein lichthärtendes Feinsthybridkomposit mit sehr niedriger Schrumpfspannung sowie geringer Volumenschwindung und ist geeignet für sämtliche Front- und Seitenzahnrestorationen der Klassen I bis V. Es ist frei von TEGDMA und HEMA und deshalb für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen besonders zu empfehlen.

- Hohe Randdichtigkeit
- Langjährige Farbstabilität/ röntgenopak
- Ausgezeichnet und einfach auf hochglanz polierbar