



LuxaCore Z Dual

Packung 2 x 9 g Smartmix-Doppelspritze A3, Zubehör



Artikelnr.: 60773

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.113 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 102 mm

Länge: 182 mm

€ 71,32

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 9 g Smartmix-Doppelspritze A3, 10 Smartmix-Tips, 10 Intraoral-Tips, 10 Endotips

Premium-Composite speziell für Stumpfaufbauten sowie zur Befestigung von Wurzelstiften. Durch seine einzigartigen naturnahen Materialeigenschaften lässt sich LuxaCore Z beschleifen wie Dentin. Aufgrund des Zirkondioxid-Anteils sind die Werte für Druckfestigkeit und Beschleifbarkeit noch besser als beim vielfach ausgezeichneten LuxaCore.

Vorteile

- Beschleifbar wie Dentin
- Optimierte, naturnahe Materialeigenschaften dank Zirkondioxid
- Besonders hohe Druckfestigkeit
- Füllen in einem Arbeitsgang, keine Schichttechnik nötig
- Automatische Anmischung und direkte Applikation
- Aushärtungszeitpunkt selbst bestimmbar
- Sofort hohe Endhärte
- Direkte Applikation mit den Intraoral-Tips