



neodisher® FA Dental

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 60988

Hersteller: Chem. Fabrik Dr. Weigert

Gewicht: 7.856 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 248 mm

Länge: 140 mm

€ 43,89

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Frei von Tensiden und oxidativen Zusätzen.

Gründliche Reinigung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit.

Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.