



els composite extra low shrinkage®

Packung 20 x 0,37 g Tip SW



Artikelnr.: 61010
Hersteller: DLC Supply GmbH
Gewicht: 0.051 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 98 mm
Länge: 218 mm

€ 87,06

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,37 g Tip SW

els composite extra low shrinkage® ist ein lichthärtendes Feinsthybridkomposit mit sehr niedriger Schrumpfspannung sowie geringer Volumenschumpfung und ist geeignet für sämtliche Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klassen I bis V. Es ist frei von TEGDMA und HEMA und deshalb für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen besonders zu empfehlen.

- Hohe Randdichtigkeit
- Langjährige Farbstabilität/ röntgenopak
- Ausgezeichnet und einfach auf hochglanz polierbar