



els extra low shrinkage® FLOW

Economy Kit



Artikelnr.: 61076
Hersteller: DLC Supply GmbH
Gewicht: 0.133 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 167 mm
Länge: 168 mm

€ 151,54

Zzgl. MwSt.

Economy Kit 6 x 2 g els Flow Spritze (A1, A2, A3 opak, A3,5/B4, B1, C2), 18 Applikationsspitzen

els extra low shrinkage® FLOW ist ein fließfähiges Feinsthybridkomposit für Slots und erweiterte Fissurenversiegelungen. Es ist frei von TEGDMA und HEMA und somit für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen besonders geeignet.

- Niedrige Schrumpfspannung
- Hohe Randdichtigkeit
- Äusserst farbstabil / röntgenopak
- Ausgezeichnet und einfach auf hochglanz polierbar