



Wirodouble®

Eimer 6 kg Dubliermasse



Artikelnr.: 61120

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 6.8 kg

Höhe: 160 mm

Breite: 203 mm

Länge: 297 mm

€ 96,00

Zzgl. MwSt.

Eimer 6 kg Dubliermasse

Reversibles Dubliergel für die Modellguss-Technik. Bewährtes Dubliergel für phosphat- oder silikat-gebundene Einbettmassemmodelle. Die häufige Wiederverwendung wird durch einen hohen Qualitätsstandard garantiert und sichert Anwenderfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.