



RESORBA® Supramid

Packung 12 Stück, schwarz, 45 cm, HS 18, USP 4/0



Artikelnr.: 61368

Hersteller: Karl Hammacher GmbH

Gewicht: 0.071 kg

Höhe: 66 mm

Breite: 69 mm

Länge: 145 mm

€ 67,57

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Nadeln, schwarz, 45 cm, HS 18, USP 4/0

SUPRAMID ist ein nicht-resorbierbares Nahtmaterial aus Polyamid. Ursprünglich ein monofiler Faden, werden die Faserbündel ab der USP 4-0 und dicker von einem Polyamid-Mantel umhüllt. Dadurch erreicht das „Pseudomonofilament“ Handlungseigenschaften wie ein geflochtenes Nahtmaterial mit dem geringeren Gewebetrauma eines Monofilaments. Das Nahtmaterial wird in schwarz und weiß angeboten.

- nicht-resorbierbarer Polyamid-Faden
- sehr geschmeidig
- zugfest
- geringe Gewebereaktion
- gute Knoteneigenschaften