



ProBase® Cold

Packung 500 g Pulver S



Artikelnr.: 61606
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.704 kg
Höhe: 141 mm
Breite: 308 mm
Länge: 335 mm

€ 47,82

Zzgl. MwSt.

Packung 500 g Pulver S

Das kalthärtende *ProBase® Cold* zeichnet sich besonders durch hervorragende Fließ- und Modelliereigenschaften aus. Es lässt sich in der Gieß- und Stopftechnik anwenden und ermöglicht durch die hervorragenden Materialeigenschaften stabile Prothesenkörper. Entspricht ISO EN 1567.

Indikation

- Reparaturen
- Teil- und Kombinationsprothetik
- Unterfütterungen
- Totalprothesen

Vorteile

- Bequem anwendbar
- Form- und Farbstabil

Weitere Farben

- Pink-V, geadert
- Pink-V-Implant
- S
- US-L, geadert
- US-P
- Clear