



Waxlectric Modellierspitzen

Stück Sonde, groß



Artikelnr.: 61617
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 60 mm
Länge: 90 mm

€ 35,52

Zzgl. MwSt.

Stück Modellierspitze Sonde, groß

- Einfacher und schneller werkzeugloser Wechsel über Schraubgewinde
- Die Modellierspitzen Sonde und Wachsmesser sind mit den neuen Waxlectric-Geräten kompatibel
- Die neuen Modellierspitzen (2155-xxxx) sind nicht mit den Waxlectric-Vorgängermodellen (2139-xxx / 2140-xxx) kompatibel