



Classic Reamer

Packung 3 Stück 28 mm, Ø 1,5 mm, Größe 4



Artikelnr.: 61994
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 75 mm
Länge: 115 mm

€ 55,50

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Reamer 28 mm, kurz, Ø 1,5 mm, Größe 4

Die traditionellen Dentatus Reamer im Vierkantdesign. Hergestellt aus Qualitätsstahl wie auch alle anderen Reamer. Die Größen werden anhand der Rillen im Bohrschaft identifiziert und korrespondieren mit den Stiftgrößen der Dentatus Metallstifte.

Standard Classic Reamer passen zu:

Dentatus Classic Surtex Posts, Twin Luscent Anchors und Luminex Stiften.

Standard Conical Reamer passen zu:

Dentatus Luscent Anchors.