



## Bleigranulat

Flasche 1,2 kg Bleigranulat



Artikelnr.: 62135

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 1.221 kg

Höhe: 100 mm

Breite: 42 mm

Länge: 55 mm

**€ 23,45**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 1,2 kg Bleigranulat

Bleihaltiges Rundkorngranulat für die Einbettung nicht benötigter Modellanteile während des Tiefziehprozesses. Empfohlen für die Verwendung in Druckformgeräten (z. B. Druformat und Drufosmart).

Für Druformat-Geräte benötigen Sie 2 Packungen Granulat.