



## Exa Technique

Packung 6 Stück gelb fein, HP, Figur 273, 24,5 mm, ISO 100



Artikelnr.: 62492  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.047 kg  
Höhe: 16 mm  
Breite: 97 mm  
Länge: 140 mm

**€ 8,01**

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer gelb fein, HP, Figur 273, Kopflänge: 24,5 mm, ISO 100

3-Stufen Poliersystem für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe.

- 1. Stufe = Grün: Grobe Körnung, Vorschleifen, für schnellen Materialabtrag. Drehzahlbereich 10.000 - 15.000 U/min.
- 2. Stufe = Grau: Mittlere Körnung, Polieren, zur Oberflächenglättung. Drehzahlbereich 10.000 - 15.000 U/min.
- 3. Stufe = Gelb: Feine Körnung, Hochglanz - Politur, Drehzahlbereich 5.000 - 7.000 U/min.