



GC NEW METAL STRIPS

Packung 12 Stück, 6 mm breit, Körnung 1000



Artikelnr.: 62507

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.015 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 38 mm

Länge: 141 mm

€ 72,63

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Streifen, 6 mm breit, Körnung 1000

Farbcodierte Metallstreifen mit elektroplatierten Aluminiumoxidpartikeln zum approximalen Konturieren und Finieren sowie Polieren aller Füllungsmaterialien. Handlich, sehr flexibel und langlebig, mehrfach sterilisierbar oder autoklavierbar.

- Präparation N° 200 (rot)
- Endpräparation N° 300 (blau)
- Finieren N° 600 (grün)
- Polieren N° 1.000 (gelb)