



Monoart® Mundschutz Protection 3



Artikelnr.: 62517

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 0.212 kg

Höhe: 80 mm

Breite: 106 mm

Länge: 185 mm

€ 4,96

Zzgl. MwSt.

Box 50 Masken mit Gummizug, lila

- 3-lagiger Mund- und Nasenschutz
- In 10 bzw. 8 attraktiven Farben
- Über 99 % Filterleistung
- Latex- und glasfaserfrei
- Rundum ultraschallvernäht
- Nasenbügel aus Metall, extralang
- Gummibänder mit Watte umhüllt
- Ideal für den Einsatz mit leichten bis moderaten Vorkommnissen von Flüssigkeit, Spray oder Aerosolen