



## silasoft® N

Flasche 160 ml



Artikelnr.: 62537  
Hersteller: DETAX GmbH  
Gewicht: 0.268 kg  
Höhe: 168 mm  
Breite: 57 mm  
Länge: 63 mm

**€ 25,45**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche 160 ml

Präzisions-Abformmasse, niedrige Konsistenz - leichtfließend, zur Korrektur des Erstabdruckes, bei Doppelabdruck- und Doppelmischtechnik. Exakte Detailwiedergabe, hochelastisch, dimensionsstabil und extrem reißfest. Auch in der praktischen Spender-Kunststoff-Flasche zur Langzeitlagerung, für kontinuierlichen Materialfluss und blasenfreie Dosierung. Farbe: rosa-opak.